

DANAE VISION s.r.o.
Dolné Rudiny 29
010 01 Žilina
Tel.: 041 72 33 000



Razítko predajne očnej optiky:

Zákaznícke číslo:

Dátum:

Poznámky:

Predpisujúci lekár:

☐

Objednávka

☐

Otázka


1) Produkt:

- ☐ MiYOSMART 1.59 s vrstvou Miyosmart Coating (HMC)
- ☐ MiYOSMART 1.59 CHAMELEON s vrstvou Miyosmart Coating (HMC)
- ☐ MiYOSMART 1.59 SUNBIRD s vrstvou Miyosmart Coating (HMC)

2) Predpis:

	Sféra:	Cylinder:	Os:	Priemer:	Prizma Horiz.:	Naz./Temp.:	Prizma Vert.:	Hore/dole:
PO								
LO								

3) Namerané hodnoty:




Vzdialenosť zreníc (PD) na diaľku:

PD P: mm

PD L: mm

Výška stredu zrenice EP (box metóda)





od spodného okraja očnice rámu:

EP P: mm

EP L: mm

4) ABC Mets (voliteľné):

Kresba tvaru pravej očnice:



A Šírka očnice: mm

B Výška očnice: mm

DBL Šírka nosníku: mm

Meranie uvádzajte v súlade
s pravidlami box metódy

5) Typ rámu:

- ☐ Plastový ☐ Kovový ☐ Silón ☐ Iný:
- ☐ Minimálna hrúbka okraja: mm
- ☐ Vyrovnanie hrúbky: ☐ ÁNO ☐ NIE

Kritéria výberu rámu



MiYOSMART



Bezpečné



Účinné



Vzdialenosť rohovka šošovka (FCD) ≤ 10 mm

Zakrivenie rámu (FFFA): **0 do 5°**

Pantoskopický uhol (WPA) = **0°**

Výška rámu (B): **min. 23 mm**

Vek v rokoch

Veľkosť rámu (šírka očnice)

0 až 1

35 - 37

1 až 2,5

37 - 38

2,5 až 4

40 - 42

4 až 7

43 - 45



7 až 10

45 - 47

10 až 16

47 - 52

P



HOYA
FOR THE VISIONARIES