

Zákaznícke číslo:

Dátum:

Referencia:

Typ dizajnu:

☐ Moderný
 ☐ Dobrodružný
 ☐ Stabilný
 ☐ Detailný
 ☐ Expertný

Dĺžka koridoru (mm):

☐ 11
 ☐ 12
 ☐ 13
 ☐ 14
 ☐ 15
 ☐ 16

Objednávkový formulár

1A

Materiál:

- ☐
- EYVIA 1.74
-
- ☐
- EYNOA 1.67
-
- ☐
- EYAS 2.0 1.60
-
- ☐
- PNx 1.53
-
- ☐
- Plast 1.50UV

Povrchová úprava:

- ☐
- Hi-Vision Meiryo
- ☐
- Hi-Vision SUN Pro
-
- ☐
- Hi-Vision UV Control
- ☐
- Hi-Vision Aqua
-
- ☐
- Hi-Vision BlueControl
-
- ☐
- Mirror Modré/Strieborné/Zlaté
-
- ☐
- Light Mirror Modré/Strieborné/Medené/Fialové

Fotochromatické:

- ☐
- Sensity 2
-
- ☐
- Sensity Dark
-
- ☐
- Sensity Shine
-
- ☐
- Sensity Fast
-
- ☐
- Sensity Colors

Zafarbenie Sensity:

- ☐
- Grey
-
- ☐
- Brown
-
- ☐
- Green
-
- ☐
- Blue (len pre Sensity 2)

Odtieň / intenzita:

Poznámka: Sensity nie je k dispozícii pre index 1.74

1B

Predpis:

Sféra:

Cylinder:

Os:

Adícia:

Prizma:

Os bázy:

P

L'

Prvonošiteľ multifokálnych šošoviek s hodnotami: SPH $\leq \pm 1.50$ / CYL ≤ -1.50 / Aícia ≤ 1.50 . Predpíšte dizajn **Moderný**. V opačnom prípade pokračujte na **2A**.

1C

Údaje o meraní:

Vzdialenosť zreníc (PD):

Výška zrenice (box):

Vzdialenosť rohovka šošovka:

Pantoskopický uhol:

Uhol zakrivenia rámu:

Pravé PD: _____ mm

Pravá výška: _____ mm

FCD pravé: _____ mm

WPA: _____ °

FFFA: _____ °

Ľavé PD: _____ mm

Ľavá výška: _____ mm

FCD ľavé: _____ mm

Spôsob merania hodnoty adície pri najnovšom vyšetrení:

☐ Foropter
☐ Skúšobný rám: ☐ Šošovka s adíciou vpredu ☐ Šošovka s adíciou vzadu ☐ Celková dioptria

Čítacia vzdialenosť: _____ cm


Inset P: _____ mm

Inset L': _____ mm

1D

Parametre rámu:

Presne obkreslite obvod očnice, križom označte stred zrenice.



1. Šírka očnice (rozmer A) : _____ mm


2. Výška očnice (rozmer B) : _____ mm

3. Nosník (DBL) : _____ mm

4. Priemer šošovky : _____ mm

5. Rám : ☐ Patent ☐ Silón ☐ Kov na drážku ☐ Plast ☐ Kov

Poznámka : _____



Poznámky:

Dotazník pokročilej analýzy dizajnu

Osobné údaje:

Meno : _____

Rok narodenia : _____

Referencia : _____

Pohlavie : ☐ Muž ☐ Žena

Predchádzajúce šošovky:

☐ Jednoohniskové

☐ Multifokálne

☐ Jednoohniskové
kontaktné šošovky

☐ Multifokálne
kontaktné šošovky

☐ Bifokálne

Multifokálny dizajn/typ: _____

☐ Na čítanie

Výrobca: _____

☐ Žiadne

Dĺžka koridoru: _____

☐ Iné: _____

Predchádzajúci predpis:

Sféra:

Cylinder:

Os:

Adícia:

Prizma:

Os bázy:

P

L'

Ak klient predtým používal multifokál s tvrdým dizajnom, pokračujte na **2C**. Ak klient predtým nepoužíval šošovku s tvrdým dizajnom, pokračujte na **2D**.

Sekcie 2C a 2D - Vyplní sa spolu s klientom

Spokojnosť s predchádzajúcim dizajnom:

☐ Veľmi spokojný

☐ Spokojný

☐ Ani spokojný / Ani nespokojný

☐ Nespokojný

☐ Veľmi nespokojný

Ak bol klient spokojný alebo veľmi spokojný s predchádzajúcim tvrdým dizajnom multifokálov, predpíšte **Expertný** dizajn.

Ak pacient nebol spokojný s predchádzajúcim tvrdým dizajnom šošoviek, pokračujte na sekciu **2D**.

Vyberte 2 najčastejšie vykonávané činnosti z ponuky 12-tich uvedených aktivít:

1 bod

Nakupovanie

☐



Cestovanie

☐



Prednášky

☐



5 bodov

Prechádzky

☐



Šoférovanie

☐



Outdoorový šport

☐



7 bodov

Počítač

☐



TV

☐



Vnútorňý šport

☐



11 bodov

Čítanie

☐



Mobilné zariadenie

☐



Jemná práca

☐



Celkový počet bodov:

Predpíšte dizajn podľa dosiahnutého skóre | Stabilný: 2, 8, 12, 16 | Dobrodružný: 6, 10 | Detailný: 14, 18, 22 |