

Zákaznícke číslo:

Názov optiky:

Dátum:

Meno a priezvisko klienta:*

* Údaj je určený pre vystavenie garančnej karty

HOYA

Objednávkový
formulár

Šošovky:

- ☐ LifeStyle 4
☐ LifeStyle 4i

Dizajn:

- ☐ Indoor
☐ Urban
☐ Outdoor

Koridor:

- ☐ 11 mm
☐ 12 mm
☐ 13 mm
☐ 14 mm
☐ 15 mm
☐ 16 mm

BALANSIS

Koridor:

- ☐ 11 mm
☐ 14 mm

ENROUTE

- ☐ EnRoute
☐ EnRoute PRO*

SYNC

- ☐ SYNC 3
☐ SYNC 3i
☐ 5 (Add. +0,57 D)
☐ 9 (Add. +0,95 D)
☐ 13 (Add. +1,32 D)

NULUX

- ☐ Nulux iDentity V+

Materiál:

- ☐ 1.74 EYVIA ☐ 1.67 EnRoute DVC
☐ 1.67 EYNOA ☐ 1.60 EnRoute DVC
☐ 1.60 EYAS
☐ 1.53 PNX
☐ 1.50 PLAST

Poznámka:
EnRoute a EnRoute PRO sú
dostupné iba v čírom prevedení.

Úprava:

- ☐ Hi-Vision MEIRYO
☐ HVLL BlueControl
☐ HVLL UV Control
☐ SHV (Super Hi-Vision)
☐ HVA (Hi-Vision Aqua)^{2,3}

Fotochromatické prevedenie:

- ☐ Sensity 2³ ☐ Sensity Fast³
☐ Sensity Dark^{1,3} ☐ Sensity Shine^{1,2,3,4}
Fotochromatické zafarbenie:
☐ Brown ☐ Gray
☐ Green ☐ Blue

Sinečná úprava:

- ☐ Mirror
☐ Light Mirror
☐ SUN Pro

Farba zrkadlovej úpravy:

- ☐ Zlatá ☐ Strieborná ☐ Modrá ☐ Fialová⁵

Farbenie:

5) Dostupné len ako Light Mirror

4) Možnosti zafarbenia Sensity Shine so zrkadlovou úpravou:
Brown + medené zrkadlo, Gray + strieborné zrkadlo, Green + modré zrkadlo

Parametre šošoviek:

Sph: Cyl: Os: Add:* Prizma: Os bázy:

P					
L					

* Pri EnRoute PRO je nutné vymerať hodnotu adície vodiča na vzdialenosť prístrojovej dosky tzn. 60 cm (prípadne na inú špecifickú vzdialenosť)

Ďalšie úpravy:


--

Vzdialenosť zreníc (PD):

Pravé PD do diaľky : _____ mm

Ľavé PD do diaľky : _____ mm

Výška zrenice:



Určenie výšky (1) medzi najhlbším bodom rámu a stredom zrenice (box metóda):

Pravá výška:

 mm

Ľavá výška:

 mm

Parametre rámu (BOX metóda):

(ich zadanie je povinné pre obidva spôsoby objednávania)

1. Šírka očnice (rozmer A): _____ mm
2. Výška očnice (rozmer B): _____ mm
3. Nosník: _____ mm

- ☐ Zábrus ☐ Patent ☐ Silón
☐ Celorám plast ☐ Celorám kov


Minimálna okrajová hrúbka: _____ mm

Rám (značka, model, farba): _____

Optimalizácia METS je povinná (s výnimkou Sync III do ϕ 70 mm bez decentrácie, Enroute SV, Enroute SV PRO a Balansis).


1. spôsob:

Vyberte tvar, ktorý sa najviac podobá vášmu rámu.




2. spôsob:

Presne obkreslite obvod očnice, krížom označte stred zrenice.




Personálne parametre (možné zadať len pre Nulux iDentity V+, Sync 3i, LifeStyle 4i a multifokálne EnRoute PRO):



Vzdialenosť medzi vrcholom rohovky
a rovinou očnice pri vodorovnom
pohľade (FCD 7-25 mm):


FCD pravé: _____ mm

FCD ľavé: _____ mm



Pantoskopický uhol
používateľa (WPA 0-25°):

WPA: _____ °



Uhol zakrivenia rámu
(FFFA 0-15°):

FFFA: _____ °

Nepovinné údaje (možné zadať pre LifeStyle 4, LifeStyle 4i a multifokálne EnRoute PRO):

Čítacia vzdialenosť (25-55 cm): _____ cm






Prednastavená komfortná čítacia vzdialenosť: 40 cm

Inset (0-6,0 mm):

Inset P: _____ mm

Inset L: _____ mm

Spôsob merania hodnoty adície pri najnovšom vyšetrení:

☐ Skúšobný rám:☐ Šošovka s adíciou vpred☐ Šošovka s adíciou vzadu☐ Celková dioptria na diaľku / blízko

DANAE VISION®

DANAE VISION s.r.o., Dolné Rudiny 29, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 72 33 080, fax: +421 41 72 33 088
Odbyť šošoviek tel.: +421 41 72 33 000, e-mail: obj@danae.sk, http://www.danae.sk